

**Mastittlaboratoriet i Molde**

Postadresse: Postboks 2038, 6402 Molde

Vareadresse: Verftsgt.10, 6416 Molde

Tlf.: 918 66 600

E-post: [mastittlab.molde@tine.no](mailto:mastittlab.molde@tine.no)

## Geit

Prøver til analyse for antistoff mot **CAEV** (*Caprine Arthritis-encephalitis*), **byllesjuka** (*Corynebacterium pseudotuberculosis*) og **paratuberkulose** (*Mycobacterium paratuberculosis*)

- **BLODPRØVE** – bruk 4-10 ml rør uten tilsetning (rød kork). Må sendes laboratoriet snarest. Kan ikke fryses.
- **TANKMELKPRØVE** – Tank røres minst 3 minutter før prøvetaking. Fyll speneprøveglass  $\frac{3}{4}$  fullt. Prøve kan fryses.
- **MELKEPRØVE** tas fra 7 dager etter kjeing. Fyll speneprøveglass  $\frac{3}{4}$  fullt. Prøver kan fryses etter hvert. Prøvene kan analyseres enkeltvis eller samlet.

Kryss av i tabellen:

Melkeprøvene analyseres:	Sett kryss:
Enkeltvis	
Samlet (laboratoriet lager samleprøven)	
Tankmelkprøve	

Prøvene kan sendes med TINE's tankbil eller som ekspress pakke.

**Merk! Analysene utføres ikke fortløpende. Ta kontakt med laboratoriet før uttak av prøver for nærmere informasjon.**

Produsentnummer - 10 siffer									

Dato for prøvetaking: .....

Eiers navn:.....

Adresse:.....

Postnr:..... Poststed:.....

E-post:.....

Veterinærnr: 

--	--	--	--

 Navn:.....

E-post veterinær:.....

Rekvirentens signatur: .....

**Prøveglass MÅ merkes med prøve nr. eller dyr nr!**

Prøve nr	Dyr nr.	Merknader
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Prøve nr	Dyr nr.	Merknader
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		