

Mastittlaboratoriet i Molde

Postadresse: Postboks 2038, 6402 Molde

Vareadresse: Verftsgt.10, 6416 Molde

Tlf.: 918 66 600

E-post: mastittlab.molde@tine.no

For laboratoriet

Prøve-ID: _____

Mottatt dato: _____

Geit

Prøver til analyse for antistoff mot **CAEV** (*Caprine Arthritis-encephalitis*), **byllesjuka** (*Corynebacterium pseudotuberculosis*) og **paratuberkulose** (*Mycobacterium paratuberculosis*)

- **BLODPRØVE** – bruk 4-10 ml rør uten tilsetning (rød kork). Må sendes laboratoriet snarest. Kan ikke fryses.
- **TANKMELKPRØVE** – Tank røres minst 2 minutter før prøvetaking. Fyll spenepreveglass ¾ fullt. Prøve kan fryses.
- **MELKEPRØVE** tas fra 7 dager etter kjeing. Fyll spenepreveglass ¾ fullt. Prøver kan fryses etter hvert. Prøvene kan analyseres enkeltvis eller samlet.

Kryss av i tabellen:

Melkeprøvene analyseres:	Sett kryss:
Enkeltvis	
Samlet (laboratoriet lager samleprøven)	
Tankmelkprøve	

Prøvene kan sendes med TINE's tankbil eller som ekspress pakke.

Merk! Analysene utføres ikke fortløpende.

Ta kontakt med laboratoriet før uttak av prøver for nærmere informasjon.

Produsentnummer - 10 siffer									

Dato for prøvetaking: _____

Eiers navn:.....

Adresse:.....

Postnr:..... Poststed:.....

E-post:.....

Veterinærnr:

--	--	--	--

 Navn:.....

E-post veterinær:.....

Rekvirentens signatur:

Prøveglass MÅ merkes med prøve nr. eller dyr nr!

Prøve nr	Dyr nr.	Merknader
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Produsentnummer: _____ Dato: _____

Side: _____

Prøve nr	Dyr nr.	Merknader
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		