



Mastittlaboratoriet i Molde

Postadresse: Postboks 2038, 6402 Molde
Vareadresse: Verftsgt.10, 6416 Molde
Tlf.: 918 66 600
E-post: mastittlab.molde@tine.no

For laboratoriet

Prøve-ID: _____

Mottatt dato: _____

SAU

Prøver til analyse for antistoff mot **CAEV** (*Caprine Arthritis-encephalitis*), **byllesjuka** (*Corynebacterium pseudotuberculosis*) og **paratuberkulose** (*Mycobacterium paratuberculosis*)

- **BLODPRØVE** – bruk 4-10 ml rør uten tilsetning (rød kork). Må sendes laboratoriet snarest. Kan ikke fryses.
- **MELKEPRØVE** tas fra 7 dager etter lamming. Fyll speneprøveglass $\frac{3}{4}$ fullt. Prøver kan fryses etter hvert.

Prøvene kan sendes med TINE's tankbil eller som ekspress pakke.

Merk! Analysene utføres ikke fortløpende. Ta kontakt med laboratoriet før uttak av prøver for nærmere informasjon.

Produsentnummer - 10 siffer									

Dato for prøvetaking:

Eiers navn:.....

Adresse:.....

Postnr:..... Poststed:.....

E-post:.....

Veterinærnr:

--	--	--	--

 Navn:.....

E-post veterinær:.....

Rekvirentens signatur:

Prøveglass MÅ merkes med prøve nr. eller dyr nr!

Prøve nr	Dyr nr.	Merknader
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Produsentnummer: _____ Dato: _____

Side: _____

Prøve nr	Dyr nr.	Merknader
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		